

Esterilización, Higiene & Mantenimiento



# Sencilla, eficiente, rápida.

NUEVA



Lubricación en tiempo récord.  
Sin tiempos de espera. Sin estrés.

assistina<sup>TWIN</sup>

# Lubricación sin tiempos de espera

Luz verde para aumentar la eficiencia: con la unidad Assistina TWIN, los tiempos de espera durante la lubricación son ya cosa del pasado. Es la primer unidad de mantenimiento que está equipada con dos cámaras de procesamiento que pueden utilizarse de forma alterna y que, en consecuencia, permiten cargar instrumentos de forma ininterrumpida. Ahora es posible realizar la preparación de manera relajada y con más eficiencia que nunca.

Realmente sorprende su rapidez. Gracias al sistema de dos cámaras, cuando preparo los instrumentos ahora solo necesito una fracción de tiempo para realizar este proceso. La unidad es extremadamente silenciosa y, además, tiene un diseño muy bonito.

Sandra Schnäp,  
asistente odontológica



## Funciona como la seda



# Lubricación en tiempo récord

Nunca hasta ahora los instrumentos habían podido mantenerse de forma tan rápida como con la Assistina TWIN. Gracias a la innovadora tecnología de pulverización de aceite, W&H ha conseguido reducir el proceso de mantenimiento a un tiempo récord de tan solo 10 segundos. Esto proporciona un resultado de mantenimiento extremadamente rápido e incomparablemente profundo.



## Tecnología que abre nuevos rumbos

Lubricación profunda y completa de las piezas de transmisión (naranja) y limpieza de los tubos de spray (verde) gracias a la innovadora tecnología de pulverización de aceite.

## Un sistema innovador

El aceite se atomiza antes de que se sople a alta presión a través del instrumento, lo que permite eliminar los depósitos de suciedad del interior del instrumento de una forma aún más eficaz. La fina nebulización llega incluso a los rincones más alejados de la transmisión, sin que las piezas de la misma tengan que ponerse en movimiento. Todos los aerosoles se evacúan de las cámaras de procesamiento mediante una aspiración activa y un filtro HEPA integrado.



# Práctica para cualquier clínica

La Assistina TWIN se adapta a los requisitos individuales de cualquier clínica. Puede procesar hasta 360 instrumentos por hora, no solo por el método de proceso innovador con un tiempo de proceso corto, sino también gracias a su diseño ergonómico y a la amplia variedad de adaptadores.



## Adaptadores para todos los casos

Las dos cámaras pueden equiparse con los adaptadores correspondientes en función de sus necesidades.

Ahora tengo la certeza de que mis instrumentos pueden prepararse entre un tratamiento y otro sin que se produzcan tiempos de espera para mí o para mis pacientes. Y esto supone una gran ventaja para mi clínica.

**Dr. Christian Müller,**  
odontólogo



# Máxima lubricación con un consumo mínimo

Gracias a la supervisión inteligente del proceso, la Assistina TWIN realiza siempre el mantenimiento con un consumo mínimo. La Assistina TWIN Care Set no tiene que cambiarse hasta después de procesar unos 2.800 instrumentos. Esto significa que no solo mantiene sus instrumentos de forma segura y rápida, sino también con más rentabilidad que nunca.



## TWIN Care Set

Consta de un cartucho de solución limpiadora, un cartucho de aceite Service Oil F1 y un filtro HEPA. Todos los consumibles se desmontan fácilmente sin necesidad de utilizar herramientas.



## Assistina TWIN Care Set

tan productivo como 20 botellas de aceite en spray\*



\*400 ml por botella de aceite en spray



# Estándar de higiene al máximo nivel



## Datos técnicos



Escanear el código QR con el teléfono móvil y obtener más información acerca de Assistina TWIN



Modelo:	<b>MB-302 Assistina TWIN</b>
Proceso:	Limpieza de los tubos de spray, lubricación
Adecuado para:	Piezas de mano y contra-ángulos, turbinas, micromotores de aire, eliminadores de sarro accionados por aire comprimido
Tensión de red:	100 – 240 V CA
Consumo de potencia máximo:	18 VA
Consumo de aire:	aprox. 40 NI/min
Presión de funcionamiento:	5 – 10 bar (regulación mediante el regulador automático de presión integrado)
Dimensiones (an x pr x al):	297 x 435 x 190 mm
Peso:	3,5 kg
Nivel de llenado:	200 ml de solución limpiadora W&H Activefluid 200 ml de aceite de Service Oil F1 de W&H



# Lubricación en tiempo récord

## Profunda, eficiente y segura



### Lubricación perfecta en tan solo 10 segundos

Nunca hasta ahora los instrumentos habían podido mantenerse de forma tan rápida y profunda como con la nueva Assistina TWIN. Gracias a la innovadora tecnología de pulverización de aceite, es capaz de procesar hasta 360 instrumentos por hora. La solución ideal para cualquier clínica.

assistina <sup>TWIN</sup>

Fotografías orientativas. Los accesorios y complementos adicionales mostrados, no se incluyen en el contenido suministrado.

#### Fabricante:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

#### Distribución:

W&H  
Wehadent Ibérica S.L.  
C/ Ciudad de Melilla, 3 Bajo  
46017 Valencia, España  
t + 34 96 353 20 20  
f + 34 96 353 25 79  
oficinas.es@wh.com  
wh.com