




EASY



- Mini implante para la estabilización de prótesis totales
- El sistema contempla dos diámetros, 2,30 mm para el maxilar superior, y 2,00 mm para la mandíbula, para colocación interforaminal en la región del mentón, e inter sinusal en la maxila, esto es de la pared medial del seno maxilar derecho a la pared mesial del seno maxilar izquierdo, a nivel del piso de fosas nasales (respetar un milímetro antes del piso nasal)
- Esfera en un solo diámetro
- El sistema cuenta con 4 longitudes para cada uno de los diámetros de los implantes
- Sistema diseñado para carga inmediata, de esta manera se consigue en el paciente, una retención inmediata en su prótesis
- Procedimiento quirúrgico simplificado y de mínima invasión y trauma quirúrgico
- También es utilizable para probicionalisacion de prótesis fija
- Solo se realizara un fresado guía y son autoenroscables

EASY





◀ CAZOLETAS

RETENCIÓN STANDARD
■ MH2

RETENCIÓN HARD
■ MH4



◀ MUÑONES RECTOS

■ MDM001
H STD

H = Altura



◀ ANÁLOGOS DE IMPLANTES

■ LAM001



◀ TRANSFER CALCINABLES

■ TIM001

◀ **KIT PARA EASY**
YCH003

FRESA INICIAL



FPM001 FRESA INICIAL

LLAVE MARIPOSA



KF001 LLAVE MARIPOSA

DRIVER PARA MATRACA



DA003 DRIVER PARA MATRACA

MATRACAS (UNA DE LAS TRES OPCIONES)



- KD001** MATRACA DINAMOMETRICA (10-45 Nm)
- KD002** MATRACA
- KD003** MATRACA DINAMOMETRICA (15-100 Nm)

BOX



- BOX003** BOX 125 x 65 x 25 mm

YCH003 KIT COMPLETO

Distribuido por:



info@macointernational.com | www.macointernational.com



MADE IN ITALY

CE 0476