




# KIT DE TUNELIZACION Dr. Piñeiro

(Recomendado por Dr-Piñeiro.)

## DX310R



El instrumento de tunelización DX310R se utiliza principalmente en la mandíbula superior, en la región frontal y lateral. Esto permite que grandes áreas de las encías puedan ser socavados utilizando tanto técnicas de tunelización como técnicas suculares.




DX310R  
195 mm, 7 3/4

## DX311R



El instrumento de tunelización DX311R en ángulo se utiliza principalmente para:  
-Preparación lateral.  
-Regiones bucales.  
También se puede utilizar distalmente sin desgarrar el tejido de la mucosa y también para la mandíbula inferior.



DX311R  
195 mm, 7 3/4

## KIT MICROCIRUGIA

- Kit de Microcirugía formado por:
- Fórceps quirúrgicos (PLAF/R/1x2)
  - Porta agujas curvo 18 cm (PCF-N-7TCLR)
  - Tijeras periodontales de 15.50 cm (51-15-30C)
  - Tijeras de quitar puntos (MPF-N-4CXF)
  - Bandeja de instrumentos Laschal



DISTRIBUIDO POR:  
SANHIGIA S.L  
Pol.Ind.Lastra Monegros, C/Beta, parcela B6  
50177 Bujaraloz (Zaragoza)  
Telf.: 976 179 346 Fax.: 976 179 339  
Correo electrónico: dcomercial@sanhigia.com